



NUEVO  
NEW  
NOUVEAU  
جديد

▪ **odimax**

Diente acrílico multicapa - Multilayer acrylic teeth  
أسنان الكريليك - Multicouche dents acryliques

Carta de formas - Mould chart - كاتالوج الأشكال - Carte de formes

More than

**60** years  
creating  
smiles


Since 1952

**unidesa · odi**

DENTAL SUPPLIES MANUFACTURER







**Dientes acrílicos / acrylic teeth / Dents acryliques**

Conforme ISO 22112:05

Coloración inalterable y fluorescente  
Coloring unalterable and fluorescent  
Coloriage inaltérable et fluorescents  
غير قابل للتغيير والفلوريسنت

Gran resistencia a la abrasión  
High resistance to abrasion  
Haute résistance à l'abrasion  
مقاومة عالية للتآكل

Biocompatible  
متوافق حيوي

**ARTICULACIONES ACONSEJABLES  
RECOMENDED ARTICULATIONS  
ARTICULATIONS CONSEILLÉES**

**الفكوك المنصوح بها**

ANTERIORES ANTERIORS الفك الأمامي ANTERIEURES		POSTERIORES POSTERIORS الفك الخلفي POSTERIEURES
SUP. الفك العلوي SUP.	INFERIORES INFERIOR الفك السفلي INFERIEURES	
11	50-53	M12 / M23 / M45
12	55	M23 / M45
13	53-55	M23 / M45
14	55	M12 / M34
15	57	M34
16	58	M56
22	53	M12 / M23
23	53-55	M23 / M34
24	52-55	M34 / M56
25	50-53	M23 / M45
26	53	M23 / M45
27	57	M34 / M56

LAS CIFRAS SIGNIFICAN: MEDIDAS (mm)  
THE FIGURES ARE MEANING: MEASURES (mm)

الأرقام تعني: مقاييس

LES NOMBRES SIGNIFIENT: MESURES (mm)

<p>W6</p> <p>LC</p> <p>WC</p>	<b>11</b> W6: 41,2 LC: 8,3 WC: 7,7
-------------------------------	---

Distribuido por / Distributed by / Distribué par:



**unidesa - *odi***

DENTAL SUPPLIES MANUFACTURER

Unión Dental S.A.

Paseo de la Estación, 4. 28550 TIELMES (Madrid, SPAIN)

Tels. [+34] 91 874 60 00-[+34] 91 873 76 30

Fax [+34] 91 874 64 90

[unidesa@unidesa-odi.com](mailto:unidesa@unidesa-odi.com)

[www.unidesa-odi.com](http://www.unidesa-odi.com)

