



▪ *ortolux top*

Carta de formas - Mould chart - كئالوج من الأشكال - Carte de formes

More than

70 years
creating
smiles

Since 1952

unidesa · odi

DENTAL SUPPLIES MANUFACTURER

■ *ortolux top*

Dientes artificiales

Fabricados con poliremos biocompatibles de alto peso molecular y fuertemente reticulados (r-HCL)

Artificial teeth

Made with biocompatible polymers of high molecular weight and strongly crosslinked (r-HCL)

ESPAÑOL

LA MEJOR ELECCIÓN EN RELACION CALIDAD-PRECIO

La adaptación de los procesos de fabricación a las nuevas tecnologías, hace posible presentar al mercado dental un producto con excelentes características.

Los colores inalterables matizan las capas con una fluorescencia semejante a los dientes naturales.

Ortolux Top ofrece una amplia selección de modelos, así como la opción de elegir la gama de colores que mejor se adapten a sus necesidades.

Ortolux Top cumple con la norma de calidad **ISO 22112/2017**. Está garantizada la ausencia de toxicidad, de acuerdo con la evaluación clínica realizada conforme a la directiva **93/42/CEE Anexo X-I**.

ENGLISH

THE BEST CHOICE IN RELATION TO QUALITY-PRICE

The adaptation of manufacturing processes to new technologies makes it possible to present a product with excellent characteristics on the dental market.

The solid colours bring out the layers with a fluorescence similar to that of natural teeth.

Ortolux Top offers a wide selection of models and also the option to choose from a range of colours that best adapt to your needs.

Ortolux Top complies with quality standard **ISO 22112/2017**. Absence of toxicity is guaranteed by the clinical evaluation carried out in accordance with Directive **93/42/EEC Attachment X-I**.

أسنان اصطناعية
مصنوع من بوليمرات متماثلة حيويًا وذات وزن جزيئي مرتفع ومتشابه
(r-HCL) بقوة

Dents artificielles

Fabriqué avec des polymères biocompatibles de haut poids moléculaire et fortement réticulé (r-HCL)

العربية

أفضل خيار في العلاقة بين السعر والجودة

إن تكييف عمليات التصنيع للتكنولوجيات الجديدة يجعل من الممكن عرض منتج مميز في سوق طب الأسنان.

ألوان غير قابلة للتغيير تظليل طبقات مع مضان مماثلة لتلك الأسنان الطبيعية.

مجموعة واسعة من الموديلات ، بالإضافة **Ortolux Top** تقدم إلى القدرة على اختيار النطاق الذي يناسب احتياجاتك.

يتوافق **Ortolux Top** مع معيار الجودة **ISO 22112 / 2017**. يتم ضمان عدم وجود سمية وفقاً للتقييم السريري المحرز بموجب التوجيه

93/42 / EEC Annex X-I.

FRANÇAIS




LE MEILLEUR CHOIX EN TERMES DE QUALITÉ-PRIX


L'adaptation des processus de fabrication aux nouvelles technologies permet de présenter sur le marché dentaire un produit dont les caractéristiques sont excellentes.








Les couleurs inaltérables nuancent les couches avec une fluorescence semblable à celle des dents naturelles.


Ortolux Top offre un large éventail de modèles, ainsi que la possibilité de choisir la gamme qui s'adaptera le mieux à vos besoins.

Ortolux Top satisfait la norme de qualité **ISO 22112/2017**. L'absence de toxicité est garantie, conformément à l'évaluation clinique faite en vertu de la directive **93/42/CEE Annexe X-I**.









ARTICULACIONES ACONSEJABLES
RECOMENDED ARTICULATIONS
اوامر يوصي بها
ARTICULATIONS CONSEILLÉES

ANTERIORES ANTERIOS سابق ANTÉRIEURES		POSTERIORES POSTERIORS وظيفة POSTÉRIEURES			
SUP. SUP. العالي SUP.	INFERIORES INFERIOR أدنى INFERIEURES	0°	20°	33°	
62	4	29MZ	29	50	
3M	5	4	29MZ	31	50
2D	2DD	4	29MZ	31	50
3D	3PP	3NN	29MZ	31	50
90	9	33M	32	52	
15	1NN	33M	33	52	
A25	3PP	33M	32	52	
A26	3PP	33M	33	54	
4H	3PP	33M	33	54	
136	13	33M	33	54	
1N	3NN	1NN	33L	32	54
2N	1NN	33M	32	52	
3N	3NN	33M	32	52	
2P	226	33L		34 / 54	
3P	3PP	33M	33	54	
21	13	33L	33	54	
1H	226	33L		34 / 54	
20	3R			34 / 54	
23	3R			34 / 54	

En algunos casos se puede usar modelos especiales.


For short cases use specially moulds.

في الحالات الصغيرة ، استخدم قوالب خاصة.

Pour les petits cas, utilisez des moules spéciaux.

NORMAL		SHORT BITE	
0°	29MZ / 33M / 33L	10°	F32
20°	29 / 31 / 32 / 33	20°	29LL
33°	34 / 50 / 52 / 54		

LAS CIFRAS SIGNIFICAN: MEDIDAS (mm.)
THE FIGURES ARE MEANING: MEASURES (mm.)
الأرقام يعني : القياسات (مم .)
LES NOMBRES SIGNIFIENT: MESURES (mm.)



Humedeciendo el talón de las piezas con monómero, se fortalece la unión con la base de la dentadura.

Moistening the heel of the pieces with monomer, the union with the base of the denture is strengthened.

مرهقة كعب القطع مع مونومر ، يتم تعزيز الاتحاد مع قاعدة طقم الأسنان.

En humidifiant le talon des pièces avec du monomère, l'union avec la base de la prothèse est renforcée.

Distribuido por / Distributed by / وزعت من خلال / Distribu  par:



unidesa - odi

DENTAL SUPPLIES MANUFACTURER

Paseo de la Estaci n, 4. 28550 TIELMES (Madrid, SPAIN)

Tels. [+34] 91 874 60 00-[+34] 91 873 76 30

Fax [+34] 91 874 64 90

unidesa@unidesa-odi.com

www.unidesa-odi.com

Fecha de Publicaci n / Date Published / تاريخ النشر / Date de publication : 01/2022

Versi n: C3.1.01

